

LACRISIFI CLAR
Soluție oftalmică pe bază de hipromeloză 0,5%
Flacon de 10 ml fără conservanți

LACRISIFI CLAR este o soluție oftalmică sterilă, calmantă și emolientă, cu pH fiziologic, pe bază de hipromeloză 0,5%.

Datorită sistemului de închidere OSD, capabil să păstreze caracteristicile microbiologice, chimice și fizice ale soluției – LACRISIFI CLAR nu conține conservanți. Absența conservanților permite utilizarea soluției de către purtătorii de lentile de contact fără a fi necesară scoaterea acestora.

Hipromeloză este un polimer vâscos cu proprietăți hidratante și mucomimetice care stabilizează filmul lacrimal pe suprafața oculară, creând un strat protector, transparent și vâscoelastic.

Datorită proprietăților sale hipromeloză protejează și lubrifică suprafața oculară reducând senzația de disconfort și calmând ochii iritați, restabilind filmul lacrimal natural, cu o ameliorare de durată.

LACRISIFI CLAR reduce simptomele de ochi uscat precum arsura, mâncărimea și senzația de corp străin.

LACRISIFI CLAR acționează prin hidratare și lubrifiere, ameliorând simptomele de ochi uscat, inclusive cele cauzate de utilizarea videoterminalelor, clipirea rară, anumite tratamente medicamentoase, poluarea atmosferică, aerul condiționat, climatizare, vânt și soare.

De asemenea, LACRISIFI CLAR reduce stresul ocular cauzat de utilizarea lentilelor de contact.

LACRISIFI CLAR poate fi utilizat în cazul formelor severe de ochi uscat sau în cazul necesității unei hidratări imediate și a unei ameliorări de durată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Rupeți sigiliul înainte de prima utilizare;
- Scoateți capacul și deschideți flaconul;
- Instilați 1 – 2 picături în fiecare ochi exercitând o presiune ușoară asupra flaconului;
- Pe măsura deschiderii flaconului poate fi necesar să exercitați o presiune mai mare pentru a administra soluția. Acest fapt se datorează proprietăților sistemului de închidere care acționează pentru a păstra sterilitatea și proprietățile chimice și fizice ale soluției fără conservanți;
- După utilizare închideți flaconul; conținutul trebuie utilizat în termen de 3 luni de la prima deschidere;
- Produsul este adecvat utilizării frecvente, chiar și de mai multe ori pe zi (de 3, 4 sau chiar mai multe ori dacă este necesar) sau conform indicațiilor medicului.

Vederea poate fi încheșată temporar la prima utilizare a produsului. De asemenea, pot apărea temporar arsuri / înțepături / iritații minore ca o consecință a iritației oculare. Dacă vreunul din aceste efecte persistă sau se agravează informați imediat medicul.

COMPOZIȚIE

Hipromeloză (HPMC), fosfat de sodiu monobazic monohidrat, fosfat de sodiu dibazic dodecahidrat, clorură de sodiu, apă pentru soluții injectabile.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Produsul trebuie utilizat de un singur pacient.
- Produsul este doar pentru uz oftalmic.
- Nu utilizați niciodată produsul în cazul în care, la deschiderea ambalajului, flaconul este deteriorat sau nu este perfect sigilat.
- În timpul aplicării nu atingeți ochiul și nicio altă suprafață cu vârful picurător al flaconului.
- Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.
- În cazul apariției problemelor în cursul tratamentului întrerupeți utilizarea și consultați medicul.
- Nu utilizați după data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon.
- După utilizare aruncați flaconul în mod corespunzător.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.

MOD DE AMBALARE

Flacon de 10 ml fără conservanți

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Nu păstrați la temperaturi peste 30°C.

După prima deschidere conținutul trebuie utilizat în decurs de 3 luni.

VALABILITATE

Pentru ambalajul nedeschis: nu depășiți data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon.



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15

40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)

Italia



DISPOZITIV MEDICAL

Distribuit de: S.C. OFTAFARMA ROMANIA SRL, Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, et. 2, ap. 5, Sector 5, București, România
Tel.: 0213142895; Fax: 0213142894; email: office@sifi.ro

STERILE A

Ultima revizie 02.01 din 07/2015