

**LUBRISTIL FORTE**  
**SOLUȚIE OFTALMICĂ PE BAZĂ DE HIALURONAT DE SODIU 0,4% ȘI DISTILATE VEGTALE**  
**CU ACȚIUNE HIDRATANTĂ, REPARATOARE ȘI PROTECTOARE**

---

**LUBRISTIL FORTE, SOLUȚIE OFTALMICĂ PE BAZĂ DE HIALURONAT DE SODIU 0,4% ȘI DISTILATE VEGETALE**

este o soluție sterilă pentru uz oftalmic, cu pH fiziologic, conținând hialuronat de sodiu și distilate de Ginkgo biloba, afine, fenicul și Centella asiatica. Soluția este livrată într-un flacon multidoză practic, de 10 ml, cu un sistem de închidere care elimină necesitatea conservanților.

Hialuronatul de sodiu conferă produsului proprietăți mucomimetice și vâscoelastice, asigurând astfel lubrifierea adecvată a suprafeței oculare, protejând-o de fricțiunea cauzată de mișcările ochilor.

Mai mult, polimerul este capabil să rețină apa și, în același timp, să interacționeze cu epiteliul ocular. Astfel, soluția menține hidratarea suprafeței oculare și crește stabilitatea filmului lacrimal pre-cornean care protejează suprafața de agenții din mediul înconjurător.

Distilatul de Ginkgo biloba ameliorează acuitatea vizuală la distanță, reduce oboseala și roșeața ochiului și a conjunctivei. Împreună cu distilatul de centella, distilatul de Ginkgo biloba este util ca adjuvant în procesele de reducere a iritației.

Distilatul de afin are proprietăți revitalizante: calmează ochii oboseți și protejează mucoasa oculară de agenții atmosferici și de cei din mediul înconjurător.

Distilatul de fenicul este utilizat de obicei în afecțiunile oculare pentru a calma senzația de arsură și, împreună cu distilatul de afin, pentru o acțiune reparatoare.

Aceste componente vegetale, utilizate sub formă de distilate, au o acțiune calmantă, revitalizantă și protectoare.

În compoziție se regăsesc și clorura de sodiu și doi agenți tampon (acid boric și tetraborat de sodiu decahidrat) pentru a garanta o soluție fiziologică.

Astfel, **LUBRISTIL FORTE** asigură hidratarea și lubrifierea suprafeței oculare și calmează temporar arsura, iritația și disconfortul cauzate de ochiul uscat. Soluția oftalmică poate fi utilizată ca protecție împotriva iritației ulterioare.

**LUBRISTIL FORTE poate fi utilizat de purtătorii de lentile de contact fără a fi necesară scoaterea acestora.**

---

## **INDICAȚII**

Soluție oftalmică hidratantă, reparatoare și protectoare indicată pentru acțiunea revitalizantă, calmantă și lubrifiantă, utilă pentru ochii ușați sau în caz de iritații ale ochiului sau conjunctivei cauzate de:

- factori de mediu (aer condiționat, expunere excesivă la soare, vânt, fum, poluare)
  - uscăciune oculară cauzată de oboseala excesivă survenită în urma lucrului timp îndelungat la calculator, studiului sau sindromului de ochi uscat
  - stres ocular în urma chirurgiei suprafeței oculare
  - purtarea îndelungată a lentilelor de contact
- 

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Adecvat utilizării cu lentile de contact.

- Rupeți sigiliul înainte de prima administrare și scoateți capacul de protecție.
- Instilați 1 – 2 picături în fiecare ochi.
- Închideți flaconul imediat după utilizare; conținutul trebuie utilizat în decurs de 6 luni de la prima deschidere.
- Indicat și pentru utilizarea frecventă, de mai multe ori pe zi, în funcție de nevoile personale sau conform sfatului medicului.

## COMPOZIȚIE

Hialuronat de sodiu, distilat de Ginkgo biloba, distilat de afin, distilat de fenicul, distilat de Centella asiatica, acid boric, tetraborat de sodiu, clorură de sodiu, apă pentru soluții injectabile.

Nu conține conservanți.

---

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Doar pentru uz oftalmic.
  - Produsul trebuie folosit de un singur pacient.
  - Nu utilizați produsul dacă la momentul primei deschideri flaconul este deteriorat sau nu este perfect închis.
  - În timpul aplicării nu atingeți ochiul și nicio altă suprafață cu vârful flaconului.
  - Nu utilizați în cazul unor alergii cunoscute la oricare dintre componente.
  - În cazul apariției de efecte secundare în timpul utilizării întrerupeți tratamentul și consultați medicul.
  - Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
  - Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- 

## EFECTE SECUNDARE

Până în prezent nu s-au raportat efecte secundare.

---

## FORMA DE PREZENTARE

Flacon multidoză de 10 ml, fără conservanți.

---

## CONDIȚII DE PĂSTRARE

Păstrați la temperaturi sub 30°C.

După prima deschidere conținutul trebuie utilizat în decurs de 6 luni.

---

## VALABILITATE

Ambalaj nedeschis: 36 de luni de la data producției.

Nu depășiți data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon.



**COC Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15

40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)

Italy

Distribuit de: S.C. OFTAFARMA ROMANIA SRL, Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, et. 2, ap. 5, Sector 5, București, România

Tel.: 0213142895; Fax: 0213142894; email: office@sifi.ro

DISPOZITIV MEDICAL

CE 0373

STERILE A

*Data ultimei verificări a textului  
Iulie 2015*